










<p>Oberflächendesinfektionsmittel (auch für Polster) Surface disinfectants (also for upholstery)</p> 	<p>Produits de désinfection de surface (également pour coussins) Desinfectante de superficies (también para acolchado)</p> <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> PlastiSept eco JumboWipes (A) <p>Dürr</p> <ul style="list-style-type: none"> FD 366 sensitive FD 366 sensitive wipes <p>Henry Schein</p> <ul style="list-style-type: none"> Maxima Non-Alkolic Surface Disinfection <p>(A) Freigabe gilt nur für Behandlungseinheiten / release applies only to treatment centres / autorisation valable seulement pour unités de traitement / versión válida solo para unidades de tratamiento / frigivning gäller endast för behandlingsenheter / il rilascio si applica unicamente ai riuniti</p>	<p>Desinfektionsmedel för ytor (även för dynor) Disinfectante per le superfici (incluse le imbottiture)</p> <p>Pluradent</p> <ul style="list-style-type: none"> Plurawipes Wet Sensitiv <p>Schülke & Mayr</p> <ul style="list-style-type: none"> Mikrozyd sensitive Liquid Mikrozyd sensitive Wipes
<p>Mittel zur Reinigung der Polster Agent for cleaning upholstery</p> 	<p>Produit pour le nettoyage des coussins Producto de limpieza de los acolchados</p> <p>Dürr</p> <ul style="list-style-type: none"> FD 360 <p>Reinigungsschwamm nicht für Lounge-Polster verwenden! Do not use cleaning sponge on lounge upholstery! Ne pas utiliser l'éponge de nettoyage sur la sellerie Lounge! ¡No use la esponja de limpieza para acolchados lounge! Använd inte rengöringssvamp för Lounge-dynor! Non utilizzare la spugna di pulizia per le imbottiture lounge!</p>	<p>Medel för rengöring av dynor Prodotto per la pulizia delle imbottiture</p>
<p>Mittel zur Wischdesinfektion der ... Agents for wipe disinfection of the ...</p> <p>... Dentalinstrumente und Schläuche ... Dental instruments and hoses ... instruments dentaires et flexibles ... instrumentos dentales y mangueras ... dentalinstrumenten och slangarna ... strumenti dentali e tubi flessibili</p> <p>... Intraoralsensoren ... Intraoral sensors ... capteurs intra-oraux ... sensores intraorales ... intraoralsensornerna ... sensori intraorali</p> 	<p>Produits de désinfection par essuyage pour ... Desinfectantes por frotamiento de ...</p> <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> MinutenSpray-classic MinutenWipes <p>Kerr Corporation</p> <ul style="list-style-type: none"> Original CaviCide Original CaviWipes <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> PlastiSept PlastiSept-Wipes <p>Kerr Corporation</p> <ul style="list-style-type: none"> Original CaviCide Original CaviWipes 	<p>Medel för avtorkningsdesinfektion av ... Prodotto per la disinfezione con panno umido di ...</p> <p>Reckitt Benckiser</p> <ul style="list-style-type: none"> Lysol <p>Schülke & Mayr</p> <ul style="list-style-type: none"> Mikrozyd sensitive Liquid Mikrozyd sensitive Wipes
<p>Mittel zur Reinigung der Saugwege Agents for cleaning suction paths</p> 	<p>Produits de nettoyage des canaux d'aspiration Productos de limpieza para conductos de aspiración</p> <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> AlproJet-D (1+2) AlproJet-DD (1+2) AlproJet-W (2) <p>DE Healthcare Products</p> <ul style="list-style-type: none"> Safe R Evac liquid (1+2) <p>Dürr</p> <ul style="list-style-type: none"> Orotol Ultra (2) MD 555 (2) Orotol Plus (1+2) <p>Henry Schein</p> <ul style="list-style-type: none"> EuroSept Max Evac System Liquid (1+2) <p>Metasys</p> <ul style="list-style-type: none"> GREEN&CLEAN M2 (2) <p>Merz Hygiene GmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> Mucadont-AS (2) 	<p>Medel för rengöring av sugvägar Prodotto per la pulizia delle condotte di aspirazione</p> <p>Omnident</p> <ul style="list-style-type: none"> Omnisuc (1+2) <p>Orbis Dental</p> <ul style="list-style-type: none"> ORBI-Sept Absauganlagen-desinfektion (1+2) <p>Pluradent</p> <ul style="list-style-type: none"> Pluraseptol (1+2) <p>Prisman</p> <ul style="list-style-type: none"> SunSept Absauganlagen-desinfektion (1+2) <p>Schülke & Mayr</p> <ul style="list-style-type: none"> Aspirmatic (1+2) Aspirmatic Cleaner (2)
<p>Mittel zur Desinfektion der Wasserwege Agents for disinfecting the water paths</p> 	<p>Produits de désinfection des circuits d'eau Desinfectante para los conductos de agua</p> <p>Dentsply Sirona</p> <ul style="list-style-type: none"> Dentosept S* Dentosept P* <p>* Nicht in allen Ländern verfügbar / not available in all countries / disponibilité limitée à certains pays / no disponible en todos los países / ej tillgänglig i alla länder / disponibili non in tutti i paesi</p>	<p>Desinficeringsmedel för vattenkanalerna Prodotto per la disinfezione del circuito idrico</p>
<p>Mittel zur Pflege der O-Ringe Agent for care of the O-rings</p> 	<p>Produits d'entretien des joints toriques Productos para la conservación de los anillos toroidales</p> <p>Dentsply Sirona</p> <ul style="list-style-type: none"> Unisilikon LCA 3801 LUBE "O" Seal 	<p>Medel för vård av O-ringar Prodotto per la cura degli O-ring</p>
<p>Mittel zur Reinigung des Mundspülbeckens Agents for cleaning the cuspidor</p> 	<p>Produit de nettoyage de la cuvette de crachoir Producto para limpiar la escupidera</p> <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> Alpro Cleaner <p>Dürr</p> <ul style="list-style-type: none"> MD 550 	<p>Rengöringsmedel till spottkoppen Prodotto per la pulizia della bacinella</p>
<p>Pflege und Desinfektion von Dentalinstrumenten Care and disinfection of dental instruments</p> <p>Pflege der Mechanik Mechanical maintenance Entretien de la mécanique Conservación de la mecánica Vård av mekaniken Cura della meccanica</p> <p>1-2 sec</p>  <p>Reinigung und Desinfektion der Medienkanäle* Cleaning and disinfection of media channels* Nettoyage et désinfection des circuits de fluides* Limpieza y desinfección de los canales de medios* Rengöring och desinfektion av medrekanaler* Pulizia e disinfezione dei canali dei liquidi*</p> <p>* nicht für Getriebe und Treibluftkanal / not for gears and impelling air channel / pas pour le réducteur ni le circuit d'air propulseur / excluidos accionamientos y canal de aire de accionamiento / inte för drev och drivluftkanal / non per ingranaggio e canale dell'aria compressa</p>	<p>Entretien et désinfection d'instruments dentaires Conservación y desinfección de instrumentos dentales</p> <p>Dentsply Sirona</p> <ul style="list-style-type: none"> T1 Spray SiroBreeze <p>Alpro</p> <ul style="list-style-type: none"> WL-clean WL-cid WL-dry <p>Metasys</p> <ul style="list-style-type: none"> GREEN&CLEAN IK 	<p>Vård och desinfektion av dentalinstrumenten Cura e disinfezione degli strumenti dentali</p>
<p>Ölpflege mit einem Kombinationsgerät (DAC Universal) Oil care with a combination unit (DAC Universal)</p> 	<p>Lubrification avec un appareil combiné (DAC Universal) Lubrificación con equipo combinado (DAC Universal)</p> <p>Dentsply Sirona</p> <ul style="list-style-type: none"> Nitram Oil Nitram Oil 2 	<p>Oljevård med ett kombinationsinstrument (DAC Universal) Lubrificazione con un apparecchio combinato (DAC Universal)</p>
<p>Download → dentsplysirona.com/manuals</p> <p>Anwendung, siehe Gebrauchsanweisung Eingetragene Warenzeichen sind nicht gekennzeichnet!</p> <p>For use, refer to the operating instructions Registered trademarks are not marked!</p>	<p>Application, se reporter à la notice d'utilisation Les marques déposées ne sont pas identifiées !</p> <p>Aplicación, véanse las instrucciones de uso ¡Las marcas registradas no están señaladas!</p>	<p>Användning, se bruksanvisning Inregistrerade varumärken är ej märkta!</p> <p>Per l'applicazione vedere le Istruzioni per l'uso I marchi registrati non sono contrassegnati!</p>